

技術資料表 Technical Data Sheet



GUNSTER BIOTECH

~Best Choice for Life Sciences~

貨號 Product NO.	MB-P96-T	發布日 Date	2023/6/20 20-Jun-2023
品名 Description	0.2ml 可撕式 96 孔盤(無襯裙) 0.2ml Standard Profile PCR 96 Well Tearable 8-Strip Plate (Non-Skirted)	版本 Version	第二版 Version II

產品說明 Specification				產品圖 Drawing
產品尺寸 Dimension	管口直徑 / 管身高度 Ø 6.5 ±0.1mm / Height 20.35 ±0.1mm			
顏色 Color	透明 Clear			
包裝 Packaging	10 個/袋, 5 袋/盒, 5 盒/箱 10 pcs/ bag, 5 bags/ box, 5 boxes/ carton			
產品容量 Volume	0.29 ml / tube	儲存條件 Storage	室溫 Room temperature	
原料 Material	<ul style="list-style-type: none">● 本產品原料符合美國 FDA、美國藥典第六級認證之聚丙烯● 不添加滑劑(油酰胺、芥酸酰胺、硬脂酰胺)● 不添加殺菌劑(二 (2-羥乙基), 二甲基十二烷基銨)● 不添加增塑劑(鄰苯二甲酸鹽)● MB-P96-T is made of FDA and USP VI standard virgin Polypropylene● NOT INCLUDING: Slip agents (including oleamide, erucamide, stearamide)● NOT INCLUDING: Biocides (di(2-hydroxyethyl), methyl dodecyl ammonium salts (DiHEMA))● NOT INCLUDING: Plasticizers (phthalates)			
產品特色 Features	<ul style="list-style-type: none">● 缺角位置：A12● 無襯裙● 標準管高設計(21 mm)● 透明管身● 薄壁設計，導熱效果佳● 無 DNA 分解酶，RNA 分解酶，人類 DNA，PCR 抑制劑，ATP，內毒素● 可撕式設計更能兼容多變的實驗樣本數(8 的倍數)，減少耗材浪費● 當撕成八連排時，可使用鋼士特八連排蓋來進行關蓋● P96-T 撕下後在 ABI 機臺時，應使用合適的托盤與空八連排管來防止變形● 小包裝設計，避免交叉污染● Notch：A12● Non-Skirted● Standard Profile (tube height 21 mm)● Clear Tubes● Thin walled tube for best heat transfer● Free of DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, Endotoxin.● Tearable design can suits in various of samples (multiples of 8) to minimize the wastes● When it torn into 8-strip, all the 8-strip caps of Gunster can be used for closure● When using it on ABI machines, it should be place in suitable tray to avoid deformation● Small package can avoid contamination by different researchers			

鋼士特生物科技有限公司 Gunster Biotech Co., Ltd.

221412 新北市汐止區大同路三段 192 號 9 樓之 1
9F-1, No.192, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221412, Taiwan (R.O.C.)

電話(Tel): +886-2-2677-2332
傳真(Fax): +886-2-2677-2339
官網(Site): www.gunster.com.tw
電郵(Email): gunster@gunster.com.tw

Eiffie Wu

Product Manager

吳佩儒
產品經理