

# 技術資料表 Technical Data Sheet



**GUNSTER BIOTECH**

~Best Choice for Life Sciences~

貨號 Product NO.	MB-P96	發布日 Date	2023/6/20 20-Jun-2023
品名 Description	0.2ml PCR 96 孔盤(無裙邊) 0.2ml Standard Profile PCR 96 Well Plate (Non Skirted)	版本 Version	第二版 Version II

產品說明 Specification				產品圖 Drawing	
產品尺寸 Dimension	管口直徑 / 管身高度 Ø 6.5 ±0.1mm / Height 20.35 ±0.1mm				
顏色 Color	透明 Clear				
包裝 Packaging	10 個/袋, 5 袋/盒, 5 盒/箱 10 pcs/ bag, 5 bags/ box, 5 boxes/ carton				
產品容量 Volume	0.29 ml / tube	儲存條件 Storage	室溫 Room temperature		
原料 Material	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本產品原料符合美國 FDA、美國藥典第六級認證之聚丙烯</li><li>● 不添加滑劑(油酰胺、芥酸酰胺、硬脂酰胺)</li><li>● 不添加殺菌劑(二(2-羥乙基)，二甲基十二烷基銨)</li><li>● 不添加增塑劑(鄰苯二甲酸鹽)</li><li>● MB-P96 is made of FDA and USP VI standard virgin Polypropylene</li><li>● NOT INCLUDING: Slip agents (including oleamide, erucamide, stearamide)</li><li>● NOT INCLUDING: Biocides (di(2-hydroxyethyl), methyl dodecyl ammonium salts (DiHEMA))</li><li>● NOT INCLUDING: Plasticizers (phthalates)</li></ul>				
產品特色 Features	<ul style="list-style-type: none"><li>● 缺角位置：A12</li><li>● 無襯裙</li><li>● 標準設計(管高 21 mm)</li><li>● 透明管</li><li>● 薄壁設計，導熱效果佳</li><li>● 無 DNA 分解酶，RNA 分解酶，人類 DNA，PCR 抑制劑，ATP，內毒素</li><li>● 適用大部分主流 PCR 機</li><li>● 小包裝設計，避免交叉污染</li><li>● Notch：A12</li><li>● Non-Skirted</li><li>● Standard Profile (tube height 21 mm)</li><li>● Clear Tubes</li><li>● Thin walled tube for best heat transfer</li><li>● Free of DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, Endotoxin</li><li>● Small package can avoid contamination by different researchers</li></ul>				

鋼士特生物科技有限公司 Gunster Biotech Co., Ltd.

221412 新北市汐止區大同路三段 192 號 9 樓之 1  
9F-1, No.192, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist.,  
New Taipei City 221412, Taiwan (R.O.C.)

電話(Tel): +886-2-2677-2332  
傳真(Fax): +886-2-2677-2339  
官網(Site): [www.gunster.com.tw](http://www.gunster.com.tw)  
電郵(Email): [gunster@gunster.com.tw](mailto:gunster@gunster.com.tw)

*Eiffie Wu*

Product Manager

吳佩儒  
產品經理